



PRODUKTVORSTELLUNG

Ist Ihre Technik auch noch auf diesem Stand?

**Jetzt beginnt ein neues Zeitalter
mit PORD™ – Posterior Reduction Device**


ORTHOFIX®

Die Rändelmutter

kann zur intra-operativen Korrektur unterhalb der Abdeckung gedreht werden

Trägerstange

Der konvexe Teil der Stange erlaubt eine unbehinderte Einstellung des C-Bogens in beide Ebenen

Die stahltransparente Stütze

hält die Reposition, die AP-Einstellung des Bildwandlers ist nicht behindert

Die PORD™ Stütze

kann über eine Gewindestange angehoben oder abgesenkt werden

Feststellschraube
für die Stütze

KEY FEATURES & BENEFITS

- Exakt dossierte Reposition der nach posterior verlagerten Segmente – präzise, schnell und einfach
- Dauerhafte Sicherung der Reposition bindet kein OP-Personal
- Strahlentransparente Stütze
- C-Bogen-freundliches Design
- Kompatibel zu allen gängigen OP-Tischen

Sie sparen einen Helfer im OP!



VERTRIEBSPARTNER:

Deutschland/Österreich

Orthofix GmbH

Mühlbachweg 4

D-83626 Valley

Tel.: +49 (0) 8020 - 90 83 90

Fax: +49 (0) 8020 - 90 83 99

Schweiz

Orthofix AG

Hinterbergstr. 26

CH-6330 Cham

Tel: +41 (0) 41 74 85 360

Fax: +41 (0) 41 74 85 361

E-Mail: info@orthofix-gmbh.de

www.orthofix-gmbh.de

